

ETIQUETA - MOVILEN FREE GEL	FECHA: 10-12-2018
Corrección:	MEDIDA: 125 mm x 35 mm

<p>FÓRMULA: Cada 100 g de gel contiene:</p> <table border="0"> <tr><td>Lidocaína.....</td><td>1,000 g.</td></tr> <tr><td>Mentol Cristal.....</td><td>3,50 g.</td></tr> <tr><td>Alcanfor.....</td><td>3,00 g.</td></tr> <tr><td>Salicilato de Metilo.....</td><td>10,00 g.</td></tr> <tr><td>Excipientes.....</td><td>c.s.</td></tr> </table>	Lidocaína.....	1,000 g.	Mentol Cristal.....	3,50 g.	Alcanfor.....	3,00 g.	Salicilato de Metilo.....	10,00 g.	Excipientes.....	c.s.	<p>MOVILEN® FREE GEL</p> <p>Lidocaína + Mentol Cristal + Alcanfor Salicilato de Metilo</p> <p>ANESTÉSICO ANALGÉSICO ANTIINFLAMATORIO</p>	<p>Elaborado por: Pharma Industrias S.A. Reg.: Q.F. Rosario Paredes Carballo Reg. Prof. N° 4.584</p>
Lidocaína.....	1,000 g.											
Mentol Cristal.....	3,50 g.											
Alcanfor.....	3,00 g.											
Salicilato de Metilo.....	10,00 g.											
Excipientes.....	c.s.											
<p>INDICACIONES Reumatismo en general, lumbago, neuralgia, distensiones musculares y tendinosas, contusiones, traumatismos, esguinces, dolores musculares, lesiones deportivas.</p>		<p>Para LABORATORIOS GALENO S.A. Ruta 1 km 15,200 San Lorenzo, Paraguay. Tel.: (+595-21) 563.235 Reg.: Q.F. Msa. Rutlis Vargas Reg. Prof. N° 4.085 Atención al consumidor: consumidor@galeno.com.py</p>										
<p>POSOLOGÍA Y MODO DE USO Aplicar: una fina capa del gel en la zona de la piel a tratar, hasta un máximo de 4 veces al día.</p>	<p>LABORATORIOS GALENO S.A.</p>	<p>Autorizado por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Reg. Sanit. N° 24085-01-EF</p>										
<p>CONTRAINDICACIONES No aplicar en personas alérgicas a los salicilato, ni sobre heridas, ojos, boca y genitales. No aplicar a menores de 12 años.</p> <p>Venta Libre en Farmacias - Industria Paraguaya</p>	<p>Vía: Tópica 50 g de Gel</p>	<p>Almacenar a temperatura ambiente (inferior a 30°C) Mantener fuera del alcance de los niños</p>										

	Cian - Magenta Amarillo - Negro
---	--

<input type="checkbox"/>	Texto	<input type="checkbox"/>	Troquel	<input type="checkbox"/>	Diseño
<hr/> Aprobado / Firma					